



Розроблені для точного аналізу на місці відбору проби. Усі необхідні реагенти включені в набори, якість яких суворо контролюється, щоб гарантувати дійсно точні та відтворювані результати. Кожна партія тест-смужок калібрується та маркується штрих-кодом, щоб забезпечити достовірний результат тесту.

Тест-смужки Reflectoquant®

Кат. №	Показник	Діапазон вимірювань	Кількість вимірювань, передбачена одним пакуванням
1.16892.0001	Амоній	0.2-7 мг/л	50
1.16899.0001	Амоній	5-20 мг/л	50
1.16977.0001	Амоній	20-180 мг/л	50
1.16981.0001	Аскорбінова кислота	25-450 мг/л	50
1.16720.0001	Глюкоза	1-100 мг/л	50
1.17952.0001	Гідроксиметилфурфурол	1-60 мг/л	50
1.16982.0001	Залізо	0.5-20 мг/л	50
1.16997.0001	Загальна твердість	0.1-30 od	50
1.16992.0001	Калій	0.25-1.2 мг/л	50
1.16125.0001	Кальцій	5-125 мг/л	50
1.16730.0001	Контроль (без реагентів)		50
1.16124.0001	Магній	5-100 мг/л	50
1.16127.0001	Молочна кислота	1-60 мг/л	50
1.16975.0001	Пероцтова кислота	1-22.5 мг/л	50
1.17956.0001	Пероцтова кислота	20-100 мг/л	50
1.16976.0001	Пероцтова кислота	75-400 мг/л	50
1.16995.0001	Нітрат	3-90 мг/л	50
1.16971.0001	Нітрат	5-225 мг/л	50
1.16973.0001	Нітрит	0.5-25 мг/л	50
1.16732.0001	Нітрит	0.03-1 г/л	50



Тест-смужки Reflectoquant®

1.16974.0001	Перекис водню	0,2-20 мг/л	50
1.17968.0001	Перекис водню	20-100 мг/л	50
1.16731.0001	Перекис водню	100-1000 мг/л	50
1.16996.0001	pH	4-9	50
1.16898.0001	pH в змазці і маслах	7-10	50
1.16141.0001	Сахароза	0,25-2,5 г/л	50
1.16136.0001	Загальний цукор (глюкоза + фруктоза)	65-650 мг/л	50
1.16987.0001	Сульфат	10-200 мг/л	50
1.16989.0001	Формальдегід	1-45мг/л	50
1.16978.0001	Фосфат	5-120 мг/л	50
1.16896.0001	Хлор (вільний)	0,5-10 мг/л	50
1.16128.0001	Яблучна кислота	1-60 мг/л	50

Наші менеджери проконсультують Вас щодо використання тест-смужок **Reflectoquant®**, допоможуть підібрати набори та адаптувати методики, а також нададуть технічну підтримку будь-якої складності. Звертайтеся за контактами:

E-mail: info@alsi.ua, тел.: (044) 520-05-05, (067) 537-84-24, (099) 259-51-09

Більше інформації про **Reflectoquant®** можна знайти на нашому сайті: www.alsi.ua

Приєднуйтеся до наших каналів за посиланнями:

 Telegram: <https://t.me/+yhf8v6sAae45ZmRi>

 Facebook: <https://www.facebook.com/alsiltd>