

Центрифуга 5427 R

Високопродуктивна мікроцентрифуга з охолодженням на 48 місць для зразків, чутливих до температури.

Центрифуга 5427 R з охолодженням була розроблена для високопродуктивних дослідницьких завдань. Завдяки аерозольнепроникному ротору на 48 місць вона вирішує навіть найскладніші завдання безпечним та надійним способом.

Характеристики

- > Ємність: 48 x 1,5 / 2,0 мл, 12 x 5,0 мл
- > Швидкість до 25 000 x g (16 220 об./хв.)
- > Ротор великої місткості на 48 місць
- > Аерозольнепроникні кришки ротора Eppendorf QuickLock® дозволяють швидко та ергономічно фіксувати кришку
- > Тиха робота завдяки оптимізованому звуковому дизайну
- > Закриття кришки центрифуги м'яким дотиком одного пальця
- > Діапазон регулювання температури: від -10 °C до 40 °C
- > Програма FastTemp pro®, оптимізована для швидкого охолодження протягом 11 хв.
- > ЕСО-вимкнення: можна запрограмувати виключення через 1, 2, 4 або 8 годин без використання центрифуги для економії енергії до 88% і продовження терміну служби компресора



Інформація для замовлення

Опис	Кат. №
Центрифуга 5427 R, з охолодженням, без ротору, поворотні ручки, 230 В/50 – 60 Гц	5409 000 010
Центрифуга 5427 R, з охолодженням, з ротором FA-45-12-17, поворотні ручки, 230 В/50 – 60 Гц	5409 000 630
Центрифуга 5427 R, з охолодженням, з ротором FA-45-30-11, поворотні ручки, 230 В/50 – 60 Гц	5409 000 530
Центрифуга 5427 R, з охолодженням, з ротором FA-45-48-11, поворотні ручки, 230 В/50 – 60 Гц	5409 000 210

Ротори для центрифуги 5427 R



Ротор F-45-48-11

- > Макс. швидкість: 18,210 x g (12,700 об/хв)
- > Макс. ємність: 48 x 1.5/2.0 мл пробірки



Ротор FA-45-48-11

- > Макс. швидкість: 18,210 x g (12,700 об/хв)
- > Макс. ємність: 48 x 1.5/2.0 мл пробірки
- > 3 аерозольнепроникною кришкою Eppendorf QuickLock® lid



Ротор FA-45-30-11

- > Макс. швидкість: 20,800 x g (14,000 об/хв)
- > Макс. ємність: 30 x 1.5/2.0 мл пробірки
- > 3 аерозольнепроникною кришкою Eppendorf QuickLock® lid

**Ротор F-45-30-11**

- > Макс. швидкість: 20,800 × g (14,000 об/хв)
- > Макс. ємність: 30 × 1.5/2.0 мл пробірки

**Ротор FA-45-24-11**

- > Макс. швидкість: 25,000 × g (16,220 об/хв)
- > Макс. ємність: 24 × 1.5/2.0 мл пробірки
- > 3 аерозольнепроникною кришкою Eppendorf QuickLock® lid

**Ротор FA-45-24-11-Kit**

- > Макс. швидкість: 19,100 × g (13,200 об/хв)
- > Ротор з високим бортиком для безпечного центрифугування до 24 спін-колонок
- > 3 аерозольнепроникною кришкою Eppendorf QuickLock® lid

**Ротор S-24-11-AT**

- > Макс. швидкість: 16,049 × g (12,700 об/хв)
- > Горизонтальний ротор для 24 × 1.5/2.0 мл пробірок
- > 3 аерозольнепроникною кришкою Eppendorf QuickLock® lid
- > Ідеальний для розділення фаз, таких як екстракція фенол-хлороформом

**Ротор FA-45-12-17**

- > Макс. швидкість: 20,600 × g (14,000 об/хв)
- > Макс. ємність: 12 × 5.0 мл Eppendorf Tubes®
- > 3 аерозольнепроникною кришкою Eppendorf QuickLock® lid

**Ротор F-45-48-5-PCR**

- > Макс. швидкість: 11,710 × g (10,500 об/хв)
- > Ротор для ПЛР-стріпів: для 48 × 0.2 мл ПЛР-пробірок

Інформація для замовлення

Опис	Кат. №
Ротор FA-45-48-11, з аерозольнепроникною кришкою	5409 710 001
Ротор F-45-48-11, з кришкою для ротора	5409 712 004
Ротор FA-45-30-11, з аерозольнепроникною кришкою	5409 706 004
Ротор F-45-30-11, з кришкою для ротора	5409 708 007
Ротор FA-45-24-11, з аерозольнепроникною кришкою	5409 702 009
Ротор FA-45-24-11-Kit, з аерозольнепроникною кришкою	5409 704 001
Ротор S-24-11-AT, з аерозольнепроникною кришкою	5409 715 003
Ротор F-45-48-5-PCR	5409 714 007
Ротор FA-45-12-17, з аерозольнепроникною кришкою, для 12 × Eppendorf Tubes® 5.0 мл	5409 700 006
Адаптери, для 1 пробірки 0.5 мл або BD microtainer®, макс. Ø 8 мм, для всіх 1.5/2.0 мл роторів, набір з 6 шт.	5425 716 001
Адаптери, для 1 ПЛР пробірки 0.2 мл, макс. Ø 6 мм, для всіх 1.5/2.0 мл роторів, набір з 6 шт.	5425 715 005
Адаптери, для 1 пробірки 1.5 – 2.0 мл, для всіх 5.0 мл роторів, набір з 4 шт.	5820 768 002
Адаптери, для 1 кріо-пробірки, для всіх 5.0 мл роторів, набір з 4 шт.	5820 769 009
Адаптери, для 1 пробірки ВЕРХ (HPLC), для всіх 5.0 мл роторів, набір з 4 шт.	5820 770 007
Адаптери, для 1 пробірки 0.4 мл, макс. Ø 6 мм, для всіх 1.5/2.0 мл роторів, набір з 6 шт.	5425 717 008