










# Горизонтальний ротор А-4-38

## Ротор А-4-38 з круглими центрифужними стаканами









Об'єм (мл)	1.5–2.0	1.1–1.4	2–7	2.6–7	4–10
Макс. діаметр пробірок	11 мм	8.5 мм	12.5 мм	13.5 мм	16 мм
Макс. висота пробірок	43 мм	100 мм	100 мм	100 мм	100 мм
Макс. висота пробірок використ. кришку <sup>1)</sup>	43 мм	100 мм	100 мм	100 мм	100 мм
Адаптер					
Кількість пробірок в адаптері / роторі	4/16	5/20	5/20	4/16	4/16
Форма дна	кругла	плоска	плоска	плоска	плоска
Радіус центрифугування	134 мм	132 мм	132 мм	132 мм	132 мм
Макс. прискорення (RCF)	2,900 × g	2,850 × g	2,850 × g	2,850 × g	2,850 × g
Кат. №. (набір 2 шт.)	5702 745.006	5702 736.007	5702 737.003	5702 719.005	5702 735.000



<sup>1)</sup> Перевищення максимальної довжини пробірки може зменшити завантаження ротора. Будь ласка, проведіть попереднє випробування на розгортку ротора перед запуском центрифуги, щоб переконатися, що пробірки не потрапляють у вісь ротора.

<sup>2)</sup> Номінальний об'єм пробірок, визначений виробниками.

## Ротор А-4-38 з прямокутними центрифужними стаканами



Об'єм (мл)	2–7	5–7	9	15	20	25
Макс. діаметр пробірок	12 мм	13 мм	14.5 мм	17.5 мм	22 мм	25 мм
Адаптер						
Кількість пробірок в адаптері / роторі	9/36	10/40	8/32	6/24	4/16	2/8
Форма дна	кругла	плоска	плоска	плоска	плоска	плоска
Радіус центрифугування	119 мм	127 мм	127 мм	127 мм	127 мм	127 мм
Макс. прискорення (RCF)	2,577 × g	2,750 × g	2,750 × g	2,750 × g	2,750 × g	2,750 × g
Кат. №. (набір 2 шт.)	5702 763.004	5702 710.008	5702 711.004	5702 712.000	5702 713.007	5702 716.006



Eppendorf Tubes® 5.0 мл	9–15	15 мл конічні	15 мл конічні	25	50 мл конічні	85–100 <sup>2)</sup>
–	17.5 мм	17.2 мм	17.2 мм	25 мм	30 мм	38 мм
60 мм	100 мм	121 мм	121 мм	100 мм	115 мм	106 мм
60 мм	100 мм	120 мм	–	100 мм	115 мм	106 мм
1/4	4/16	1/4	2/8	1/4	1/4	1/4
плоска	кругла	конічна	конічна	кругла	конічна	кругла
136 мм	130 мм	137 мм	137 мм	135 мм	135 мм	135 мм
2,943 × g	2,800 × g	3,000 × g	3,000 × g	2,900 × g	2,900 × g	2,900 × g
5702 733.008	5702 724.009	5702 732.001	5702 723.002	5702 717.002	5702 734.004	5702 718.009

#### Ротор А-4-38 з круглими центрифужними стаканами

- > Макс. швидкість: 3,000 × g (4,400 об./хв.)
- > Стандартний ротор для центрифугування конічних пробірок для крові (типу Falcon) об'ємами 15/50 мл
- > Можливість центрифугування флаконів з об'ємами від 1.5 до 100 мл
- > Можливість замовлення аерозоль-непроникних кришок для безпечного центрифугування небезпечних зразків

#### Інформація для замовлення

Опис	Кат. №
Ротор А-4-38 вклоч. 4 круглі центрифужні стакани 100 мл	5702 720.003
Круглі центрифужні стакани 100 мл (набір 4 шт.)	5702 722.006
Аерозоль-непроникні кришки для круглих центрифужних стаканів 100 мл (набір 2 шт.)	5702 721.000

#### Ротор А-4-38 з прямокутними центрифужними стаканами

- > Макс. швидкість: 2,750 × g (4,400 об./хв.)
- > Можливість центрифугування пробірок об'ємами від 5 до 25 мл

#### Інформація для замовлення

Опис	Кат. №
Ротор А-4-38, БЕЗ центрифужних стаканів	5702 740.004
Прямокутні центрифужні стакани 90 мл для ротору А-4-38, (набір 4 шт.)	5702 709.000



**Ротор А-8-17 (5702 700.002)**

- > Макс. швидкість: 2,800 × g (4,400 об./хв.)
- > Ротор низької ємності для центрифугування конічних пробірок типу Falcon (15 мл) або скляних пробірок (15 мл)
- > Можливі адаптери: для конічних 15 мл пробірок (5702 702.005, набір 8 шт.) та для скляних 15 мл пробірок гумові килимки (5702 701.009, набір 8 шт.)



**Ротор F-45-24-11 (5702 746.002)**

- > Макс. швидкість: 1,770 × g (4,400 об./хв.)
- > Кутовий ротор для 24 × 1.5/2.0 мл пробірок
- > Тиха експлуатація навіть без кришки ротора
- > Можливість замовлення адаптерів для:
  - 0.2 мл ПЛР-пробірок (5425 715.005)
  - 0.4 мл центрифужних пробірок (5425 717.008)
  - 0.5 мл мікропробірок та пробірок Microtainer® (5425 716.001)
- > Ротор та адаптери можна автоклавувати (121 °C, 20 хв.)



**Ротор F-35-30-17**

- > Макс. швидкість: 2,750 × g (4,400 об./хв.)
- > Ротор високої ємності для 20 × 15 мл конічних пробірок або для 30 × 15 мл скляних пробірок
- > Адаптери для 15 мл конічних пробірок та гумові килимки для 15 мл скляних пробірок уже входять в комплект ротора
- > Можливі два варіанти замовлення ротора: з 30 металічними гільзами з 20 адаптерами для конічних пробірок та 30 гумовими килимками (5702 704.008) або з 10 металічними гільзами з 10 адаптерами для конічних пробірок та 10 гумовими килимками (5702 705.004)



**Ротор F-45-18-17-Cryo (5702 747.009)**

- > Макс. швидкість: 1,840 × g (4,400 об./хв.)
- > Тиха експлуатація навіть без кришки ротора
- > Для 1–2 мл криопробірок Cryotube® (макс. 13 мм Ø, з використанням адаптерів) та для пробірок з гвинтовою кришкою (макс. 17 мм Ø, без адаптерів)
- > Ротор та адаптери можна автоклавувати (121 °C, 20 хв.)