

## Центрифуга 5910 R – следующий уровень в простоте использования и производительности охлаждения

**Центрифуга 5910 R** объединяет в себе большую вместимость до 4 x 750 мл с исключительной универсальностью. Ее основной бакетный ротор можно использовать с коническими пробирками и планшетами – больше не нужно менять роторные бакеты или адаптеры. Это повышает удобство эксплуатации и экономит время. Центрифуга также оснащена современной системой охлаждения с улучшенным управлением температурным режимом, обеспечивающим сохранность проб.



### Особенности прибора:

- Усовершенствованная операционная система и система управления температурой
- Функция FastTemp для быстрого предварительного охлаждения
- Функция FastTemp pro® позволяет выполнять автоматическое предварительное охлаждение, заранее запрограммировав время и дату
- Благодаря тому, что происходит постоянное охлаждение и температура поддерживается после завершения центрифугирования, пробы остаются охлажденными
- Динамическое управление компрессором с функцией отключения ECO (после 8 – часового перерыва в работе)
- Большой бакетный ротор S-4xUniversal можно использовать с пробирками и планшетами в одном и том же бакете, меняя только адаптер, а не весь бакетный ротор.
- Бакетные роторы и адаптеры подходят для пробирок и флаконов объемом от 0,2 мл до 750 мл
- Угловые роторы для пробирок объемом от 0,2 мл до 50 мл для высокоскоростного центрифугирования при выполнении задач из области молекулярной биологии
- Аэрозоленепроницаемые колпачки Eppendorf QuickLock® и крышки обеспечивают быстрое и эргономичное закрывание
- Крышка центрифуги закрывается легким прикосновением
- Бесшумная работа создает комфортные рабочие условия
- Компактные размеры экономят пространство на столе
- Автоматическое распознавание ротора и дисбаланса обеспечивает максимальную безопасность работы