



### Абсолютна простота та надійність у поєднанні зі швидкістю

Тест-смужки **MQuant**<sup>®</sup> від Merck – зручні мобільні лабораторії, які можна легко використовувати де завгодно. Тест-смужки **MQuant**<sup>®</sup> підходять для напівкількісного виявлення іонів, органічних та неорганічних речовин.

Реакційні зони змочують простим зануренням у досліджуваний розчин. Потім надлишок рідини струшують. Після закінчення заданого часу реакції (максимум 2 хв) забарвлення зони реакції порівнюють з колірною шкалою на упаковці для визначення концентрації.

Стандартна упаковка містить 100 тест-смужок в алюмінієвому тубусі з пробкою, наповненою осушувачем. Смужки, які мають індивідуальну герметизацію для збільшення терміну їх зберігання, доступні за запитом.

Щоб забезпечити постійну високу якість тест-смужок **MQuant**<sup>®</sup>, Merck використовує сертифіковані стандартні рішення для налаштування та перевірки тестів і вірності еталонних кольорів. Ці стандартні розчини простежуються безпосередньо до первинних еталонних стандартів NIST і PTB.

### Тест-смужки для швидкого аналізу MQuant<sup>®</sup>

Кат. №	Показник	Діапазон вимірювань	Кількість тестів в упаковці
1.10015.0001	Алюміній	10-25-50-100-250 мг/л	100
1.10024.0001	Амоній	10-30-60-100-200-400 мг/л	100
1.10023.0001	Аскорбінова кислота	50-100-200-300-500-700-1000-2000 мг/л	100
1.17886.0001	Глюкоза	10-25-50-100-250-500 мг/л	50
1.10004.0001	Залізо	3-10-25-50-100-250-500 мг/л	100
1.10042.0001	Калій	250-450-700-1000-1500 мг/л	100
1.10083.0001	Кальцій	10-25-50-100 мг/л	60
1.10648.0001	Карбонатна твердість	4-8-12-16-24 °d	100
1.10002.0001	Кобальт	10-30-100-300-1000 мг/л	100
1.10080.0001	Марганець	2-5-20-50-100 мг/л	100
1.10003.0001	Мідь	10-30-100-300 мг/л	100
1.10049.0001	Молібден	5-20-50-100-250 мг/л	100



Тест-смужки для швидкого аналізу MQuant®

1.17927.0001	Миш'як	0.005-0.01-0.025-0.05-0.1-0.25-0.5 мг/л	100
1.17917.0001	Миш'як	0.02-0.05-0.1-0.2-0.5 мг/л або 0.1-0.5-1.0-1.7-3.0 мг/л	100
1.10006.0001	Нікель	10-25-100-250-500 мг/л	100
1.10020.0001	Нітрат	10-25-50-100-250-500 мг/л	100
1.10092.0021	Нітрат	10-25-50-100-250-500 мг/л	1000
1.10007.0001	Нітрит	2-5-10-20-40-80 мг/л	100
1.10022.0001	Нітрит	0.1-0.3-0.6-1-2-3 г/л	100
1.10057.0001	Нітрит	0.5-1-2-5-10 мг/л	75
1.10046.0001	Загальна твердість	5-10-15-20-25°d	100
1.10025.0001	Загальна твердість	3-4-7-14-21 °d	100
1.10047.0001	Загальна твердість	5-10-15-20-25 °d	25000
1.10032.0001	Загальна твердість	3-4-7-14-21 °d	1000
1.10028.0001	Олово	10-25-50-100-200 мг/л	50
1.10084.0001	Пероцтова кислота	5-10-20-30-50мг/л	100
1.10001.0001	Пероцтова кислота	100-150-200-250-300-400-500 мг/л	100
1.17922.0001	Пероцтова кислота	500-1000-1500-2000 мг/л	100
1.10011.0001	Перекис	0.5-2-5-10-25 мг/л	100
1.10081.0001	Перекис	1-3-10-30-100 мг/л	100
1.10337.0001	Перекис	100-200-400-600-800-1000 мг/л	100
1.17828.0001	Пероксидаза	Так або ні	100
1.10077.0001	Свинець	20-40-100-200-500 мг/л	100
1.10019.0001	Сульфат	200-400-800-1200-1600 мг/л	100
1.10013.0001	Сульфід	10-40-80-180-400 мг/л	100
1.10036.0001	Формальдегід	10-20-40-60-100 мг/л	100
1.10428.0001	Фосфат	10-25-50-100-250-500 мг/л	100
1.10079.0001	Хлорид	500-1000-1500-2000-3000 мг/л	100
1.17924.0001	Хлор	25-50-100-200-500 мг/л	100
1.17925.0001	Хлор	0.5-1-2-5-10-20 мг/л	75
1.10012.0001	Хромат	3-10-30-100 мг/л	100
1.10044.0001	Ціанід	1-3-10-30 мг/л	100
1.10038.0001	Цинк	10-40-100-250 мг/л	100
1.17953.0001	Цинк	0-4-10-20-50 мг/г	100
1.17920.0001	Четвертинні амонієві сполуки	10-25-50-100-250-500 мг/л	100

Наші менеджери проконсультують Вас щодо використання тест-наборів MQuant®, допоможуть підібрати набори та адаптувати методики, а також нададуть технічну підтримку будь-якої складності. Звертайтеся за контактами:

E-mail: info@alsi.ua, тел.: (044) 520-05-05, (067) 537-84-24, (099) 259-51-09

Більше інформації про MQuant® можна знайти на нашому сайті: [www.alsi.ua](http://www.alsi.ua)

Приєднуйтеся до наших каналів за посиланнями:

Telegram: <https://t.me/+yhf8v6sAae45ZmRI>

Facebook: <https://www.facebook.com/alsiltld>