

# Центрифуга 5418 R

**Компактна 18-місна мікроцентрифуга з охолодженням для зразків, чутливих до температури.**

Центрифуга з охолодженням 5418 R із ротором на 18 місць спеціально розроблена для низької та середньої ємності (пробірки об'ємом 1,5 / 2,0 мл та BD Microtainer®). Швидкість до 16 873 × g дозволяє застосовувати її для проведення стандартних методик з молекулярної біології.

## Характеристики

- > Ємність: 18 x 1,5 / 2,0 мл
- > Швидкість до 16 873 x g (14 000 об / хв)
- > Час розгону / гальмування: 11/12 сек
- > Компактний розмір – зручне розміщення на переповнених лабораторних столах
- > Дизайн OptiBowl® забезпечує безшумне функціонування (з кришкою ротора: <47 дБ), та навіть без кришки ротора (<55 дБ)
- > Закривання кришки м'яким дотиком одного пальця
- > Автоматичне відкривання кришки в кінці циклу - запобігає нагріванню зразків і забезпечує легкий доступ до зразків
- > Аерозольнепроникний ротор для безпечного центрифугування небезпечних зразків
- > Ротор Eppendorf QuickLock® дозволяє швидко та ергономічно блокувати кришку ротора
- > Діапазон регулювання температури від 0 °C до 40 °C
- > Функція FastTemp для швидкого попереднього охолодження та максимальної точності температури всередині ротора
- > Функція ECO відключає живлення через 8 годин без використання, щоб зменшити споживання енергії (47% за ніч) і продовжує термін служби компресора (можна і деактивувати)



## Ротори для центрифуги 5418 R



### Ротор F-45-24-11

- > для пробірок 18 × 1,5 / 2,0 мл постачається з унікальною аерозольнепроникною кришкою Eppendorf QuickLock для швидкого та надійного закриття



### Адаптер для 0,2 мл пробірок для ПЛР

- > Ідеально для центрифугування ПЛР-пробірок після реакції. Адаптер підходить для будь-якого ротора Eppendorf 1,5 / 2,0 мл



### Adapter для BD Microtainer® та 0,5 мл пробірок

- > Адаптер підходить для будь-якого ротора Eppendorf 1,5 / 2,0 мл

## Інформація для замовлення

Опис	Кат. №
Центрифуга 5418 R, з охолодженням, з ротором FA-45-18-11 з кришкою, 230 В/50 – 60 Гц	5401 000 010
Адаптер для 1 пробірки ПЛР 0,2 мл, макс. Ø 6 мм, для всіх роторів 1,5 / 2,0 мл, набір 6 шт.	5425 715 005
Адаптер для 1 пробірки 0,5 мл чи BD Microtainer®, макс. Ø 8 мм, для всіх роторів 1,5 / 2,0 мл, набір 6 шт.	5425 716 001
Адаптер для 1 пробірки 0,4 мл, макс. Ø 6 мм, для всіх роторів 1,5 / 2,0 мл, набір 6 шт.	5425 717 008