

Ротори для центрифуги 5425



Ротор FA-24x2

- > Макс. швидкість: 21,300 × g (15,060 об/хв)
- > Макс. місткість: 24 × 1.5/2.0 мл
- > Аерозольнепроникна кришка Eppendorf QuickLock®



Ротор FA-24x2-PTFE

- > Макс. швидкість: 21,300 × g (15,060 об/хв)
- > Макс. місткість: 24 × 1.5/2.0 мл
- > Аерозольнепроникна кришка Eppendorf QuickLock®
- > Тефлонове покриття (PTFE) для підвищеної стійкості до агресивних речовин



Ротор FA-10x5

- > Макс. швидкість: 21,300 × g (15,060 об/хв)
- > Макс. місткість: 10 × Eppendorf Tubes® 5.0 мл
- > Аерозольнепроникна кришка Eppendorf QuickLock®



Ротор FA-18x2-Kit

- > Макс. швидкість: 18,565 × g (15,060 об/хв)
- > Ротор зі збільшеним обідком для надійного центрифугування до 18 спінолонок
- > Аерозольнепроникна кришка Eppendorf QuickLock®



Ротор F-32x0.2-PCR

- > Макс. швидкість: 18,134 × g (15,060 об/хв)
- > Для 4 × ПЛР-стріпів чи 32 × ПЛР пробірок (0,2 мл)



Ротор 96x0.2-PCR

- > Макс. швидкість: 3,217 × g (6,000 об/хв)
- > Новий горизонтальний ротор для 12 × 8 ПЛР-стріпів 0.1/0.2 мл чи 4 × 1/4 twin.tec ПЛР-ланшет 96, без "юбки" здатний до розділення чи 96 × ПЛР пробірок 0.2 мл

Інформація для замовлення

Опис	Кат. №
Ротор FA-24x2, для 24 × 1.5/2.0 мл пробірок, з аерозольнепроникною кришкою	5495 500 006
Ротор FA-24x2-PTFE з тефлоновим (PTFE) покриттям 24 × 1.5/2.0 мл пробірок, з аерозольнепроникною кришкою	5495 503 005
Ротор FA-10x5, для 10 × 5.0 мл пробірок, (кришки чи закриваються, чи закручуються), з аерозольнепроникною кришкою	5495 505 008
Ротор FA-18x2-Kit, для 18 × 1.5/2.0 мл пробірок чи спін-колонок, з аерозольнепроникною кришкою	5495 508 007
Ротор F-32x0.2-PCR, для 32 × 0.2 мл ПЛР пробірок чи 4 × 8 ПЛР стріпів, з аерозольнепроникною кришкою	5495 510 001
Ротор S-96x0.2-PCR, для 96 × 0.2 мл ПЛР пробірок чи 12 × 8 ПЛР стріпів, з тримачами	5495 512 004
Адаптер, для 1 пробірки 0.5 мл чи BD microtainer®, з макс. Ø 8 мм, для всіх 1.5/2.0 мл роторів, набір 6 шт.	5425 716 001
Адаптер, для 1 ПЛР пробірки 0.2 мл, з макс. Ø 6 мм, для всіх 1.5/2.0 мл роторів, набір 6 шт.	5425 715 005
Адаптер, для 1 пробірки 1.5 – 2.0 мл, для всіх 5.0 мл роторів, набір 4 шт.	5820 768 002
Адаптер, для 1 кріо-пробірки, для всіх 5.0 мл роторів, набір 4 шт.	5820 769 009
Адаптер, для 1 ВЕРХ (HPLC) - пробірки, для всіх 5.0 мл роторів, набір 4 шт.	5820 770 007
Адаптер, для 1 пробірки 0.4 з макс. Ø 6 мм, для всіх 1.5/2.0 мл роторів, набір 6 шт.	5425 717 008